

SD

SD BIOLINE

AFP/CEA/PSA**Thử nghiệm 1 bước Tumor Marker**

Alpha-fetoprotein (AFP) được biết là một là một trong số các kháng nguyên ung thư bào thai đã được hiểu biết đầy đủ nhất.

Carcinoembryonic antigen (CEA) là một kháng nguyên có liên quan tới khối u, có nhiều trong các khối u đường tiêu hóa. Prostate-specific antigen (PSA) là chỉ điểm khối u hữu ích nhất trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt.


Thông tin chung.

Xét nghiệm SD BIOLINE AFP, CEA, PSA là thử nghiệm miễn dịch sắc ký phát hiện định tính AFP, CEA, PSA trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người.

	AFP	CEA	PSA
Phát hiện	Alpha fetoprotein	Carcinoembryonic antigen	Prostate - specific antigen
Mẫu	Huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần	Huyết tương/ huyết thanh	Huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần
Ngưỡng phát hiện	20ng/ml	5ng/ml	3ng/ml
Độ nhạy	100%	100%	98.6%
Độ đặc hiệu	100%	99.6%	98.9%

Bộ sản phẩm

- SD BIOLINE AFP, CEA, PSA test device / Multi-device
- SD BIOLINE AFP WB, PSA WB test device / Dung môi

Quy trình xét nghiệm**Thông tin đặt hàng.**

	Sản phẩm.	Mẫu xét nghiệm.	Loại.	Đóng gói.
	AFP	S/P	Device	1Tx30/Kit
	AFP	S/P	Multi-Device	10Tx10/Kit
	AFP (WB)	S/P/WB	Device	1Tx30/Kit
	CEA	S/P	Device	1Tx30/Kit
	CEA	S/P	Multi-Device	10Tx10/Kit
	PSA	S/P	Device	1Tx30/Kit
	PSA	S/P	Multi-Device	10Tx10/Kit
	PSA (WB)	S/P/WB	Device	1Tx25/Kit