

SD

BIO LINE

JEV IgM

Thử nghiệm 1 bước phát hiện kháng thể IgM kháng virus JEV

Viêm não Nhật Bản là 1 bệnh do muỗi mang virus viêm não Nhật Bản gây ra. Virus viêm não Nhật Bản là 1 loại virus thuộc họ Flaviviridae. Lợn muỗi và chim hoang dã là nguồn chứa virus lây truyền sang người, có thể gây triệu chứng nghiêm trọng. Một trong những vector truyền bệnh viêm não Nhật Bản quan trọng nhất là muỗi Culex tritaeniorhynchus. Virus viêm não Nhật Bản là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh viêm não do virus ở Châu Á, với 30.000 - 50.000 ca được báo cáo hàng năm. Trong đó số ca tử vong chiếm khoảng 0,7%-60%, phụ thuộc vào dân số và độ tuổi.

Thông tin chung.

Xét nghiệm SD BIOCINE JEV IgM là thử nghiệm miễn dịch sắc ký pha rắn phát hiện nhanh, định tính kháng thể IgM đặc hiệu kháng virus JE trong huyết thanh hoặc huyết tương người.


- Test nhanh miễn dịch sắc ký hàng đầu trên thế giới phát hiện virus JE.
- Không yêu cầu trang thiết bị.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng
- Mẫu: Huyết thanh, huyết tương (5µl).
- Kết quả 15-20 phút.

Bộ sản phẩm.

- Kit thử SD BIOCINE JEV IgM.
- Dung môi.
- Pipet mao dẫn (5µl)



Quy trình xét nghiệm.



5µl Huyết thanh/huyết tương vào giếng thử (S)

Thông tin đặt hàng.

Sản phẩm	Mẫu xét nghiệm	Loại	Đóng gói
JEV IgM	Huyết thanh /huyết tương	Device	11 x 25/Kit