



SD  
FOB



### Thử nghiệm 1 bước phát hiện FOB

Việc phát hiện máu lẩn trong phân đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh gây chảy máu đường tiêu hóa-nut và sàng lọc ung thư ruột già và u tuyến giáp chảy máu. Sàng lọc ung thư ruột già có thể tăng khả năng phát hiện ung thư giai đoạn sớm do đó giảm tỷ lệ tử vong.

### Thông tin chung.

SD BIOLINE FOB là xét nghiệm nhanh, phát hiện định tính hemoglobin máu trong mẫu phân người.


- Sàng lọc máu ẩn trong phân.
- Không phản ứng chéo với máu động vật, Vitamin C và Sucrose.
- Độ nhạy: 98%, Độ đặc hiệu: 98.5%
- Mẫu : Phân
- Giới hạn phát hiện: 50 ng/ml hemoglobin máu người
- Kết quả: 5~10 phút

### Bộ sản phẩm.

- Dụng cụ SD BIOLINE FOB multi-device
- Ống nghiệm lấy máu, có sẵn dung môi
- Túi đựng vận chuyển và bảo quản ống máu



### Quy trình xét nghiệm



### Thông tin đặt hàng.

Mã sản phẩm	Sản phẩm	Mẫu xét nghiệm	Lô	Đóng gói
	FOB(Fecal Occult Blood)	Mẫu phân	Multi-Device	10T/5/Kh