

SD

KIM HUNG

HBV

Thử nghiệm 1, bước virus viêm gan B

HBsAg, Anti-HBs, HBeAg

Hepatitis B virus viêm gan B là một bệnh gan trầm trọng và phổ biến. Hàng triệu người, phần lớn ở những vùng chăm sóc sức khỏe kém, nhiễm virus viêm gan mạn tính và đối mặt với nguy cơ khả năng ung thư gan tăng cao.

Virus viêm gan B (HBV) được cấu thành bởi lớp-lõi bên trong và được bao bọc bằng vỏ bên ngoài. Vỏ ngoài có chứa HBsAg; kháng nguyên bề mặt; kháng nguyên HBeAg cũng được tìm thấy trong lõi. Phát hiện kháng thể anti-HBs có vai trò quan trọng trong việc theo dõi bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B (HBV). Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát việc tiêm chủng kháng thể anti-HBs tự nhiên và tái tổ hợp.

Thông tin chung.

Xét nghiệm SD BIOLINE Hepatitis được dùng với mục đích trợ giúp chẩn đoán viêm gan B, thử nghiệm sắc ký miễn dịch một bước phát hiện HBsAg, anti-HBs, HBeAg/HBsAg với độ nhạy, độ đặc hiệu cao.

	HBsAg	Anti-HBs	HBeAg
Mẫu	Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần	Huyết thanh, huyết tương	Huyết thanh, huyết tương
Giới hạn phát hiện	1ng/ml	30mIU/ml	-
Độ nhạy	>99%	91.7%	95.5%
Độ đặc hiệu	>99%	98.9%	98.6%

Bộ sản phẩm.

- SD BIOLINE Test device /Multi-device /Strip

KH
KIM HUNG CO., LTD

Quy trình xét nghiệm

- Nhỏ 100µl mẫu vào giếng nhỏ mẫu.
- Nhận định kết quả: 20 phút.



Thông tin đặt hàng

Sản phẩm	Loại	Đóng gói	Sản phẩm	Loại	Đóng gói
HBsAg	Device	1Tx30/Kit	HBsAg	Multi-Device	10Tx10/Kit
HBsAg	Multi-Device	10Tx10/Kit	Anti-HBs	Device	1Tx30/Kit
HBsAg Fast	Strip	25Tx4/Kit	Anti-HBs	Multi-Device	10Tx10/Kit
HBsAg Fast	Strip (individual)	1Tx100/Kit	Anti-HBs Fast	Strip	25Tx4/Kit
HBsAg WB	Device	1Tx30/Kit	HBeAg	Device	1Tx30/Kit